CARA PEMAKAIAN ALAT VERTICAL STEAM STERILIZER 50L

- SAMBUNGKAN KABEL POWER KE ARUS LISTRIK
- TEKAN TOMBOL ON/OFF DI SEBELAH KANAN ALAT
- ISI AIR SULING, PASTIKAN LAMPU INDIKATOR WATER LEVEL BERWARNA HIJAU
- BUKA PINTU ALAT DENGAN CARA MEMUTAR KE KANAN SEARAH JARUM JAM
- MASUKKAN INSTRUMEN YANG INGIN DISESTERILISASI
- SETELAH MEMASUKKAN INSTRUMEN, TUTUP PINTU DENGAN CARA MEMUTAR KE KIRI, PASTIKAN PINTU TERTUTUP RAPAT
- TEKAN TOMBOL FUNCTION, ANGKA AKAN MUNCUL SETELAH SETTING TEMPERATUR, WAKTU STERILISASI, DAN WAKTU DRYING DENGAN CARA MENEKAN TOMBOL ATAS DAN BAWAH YANG ADA DI ALAT
- KETIKA TEMPERATUR STERILISASI DAN DRYING TIME SUDAH SESUAI KEINGINAN, TEKAN TOMBOL START
- SETELAH ALAT SELESAI BEROPERASI, AKAN ADA TULISAN END SERTA BUNYI ALARM PADA LAYAR
- BUKA PINTU ALAT DENGAN CARA MEMUTAR KE KANAN SEARAH JARUM JAM
- KELUARKAN INSTRUMEN YANG SUDAH DISESTERILISASI
- TUTUP KEMBALI PINTU ALAT DENGAN MEMUTAR KE KIRI
- MATIKAN ALAT DENGAN MENEKAN TOMBOL ON/OFF

PERINGATAN

1. TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN AIR KERAN
2. BARANG-BARANG YANG TIDAK BOLEH DIMASUKKAN KE DALAM ALAT: TABUNG KACA DAN BARANG-BARANG YANG TIDAK TAHAN PANAS
3. TINGGI AIR JANGAN SAMPAI MENGENAI RAK
4. PERHATIKAN LAMPU INDIKATOR WATER LEVEL. LAMPU BERWARNA MERAH MENANDAKAN AIR DI DALAM ALAT KOSONG SEGERA ISI AIR, LAMPU HIJAU BERKEDIP MENANDAKAN KURANG AIR SEGERA TAMBAHKAN AIR