CARA PENGGUNAAN

LipidPro™
alat ukur profil lipid



1. Masukkan strip ke dalam alat



2. Pastikan kode pada alat sama dengan kode pada botol strip



3. Gunakan lancing device untuk mengambil sampel darah



4. Ambil 5 µL sampel darah dengan batang kapiler



5. Teteskan sampel darah pada lubang strip hingga terdengar bunyi bip

6. Ulangi langkah (4) dengan batang kapiler baru untuk mengisi lubang strip lainnya.



7. Hasil akan ditampilkan setelah ± 2 menit

SPESIFIKASI

Tipe test	Kolesterol total (TC), trigliserida (TG), HDL,
	dan LDL (dihitung otomatis)
Tipe sample	Darah utuh vena dan kapiler
Volume sample	Single test 5 µL, Multi test 15~20 µL
Rentang pengukuran	Kolesterol total : 100~400 mg/dL
	Trigliserida : 50~600 mg/dL
	HDL : 25~80 mg/dL
Rentang hematokrit	30~55%
Rentang pengukuran	2 Menit
Suhu penyimpanan strip	2~30°C
Suhu operasional alat	18~30°C (64 ~ 86°F)
Tipe display	TN LCD
Ukuran alat	61×109×23 mm
Berat alat	77±1g (tanpa baterai)
Sumber baterei	2 pcs baterai alkalin AAA 1,5V
Masa pakai baterai	1000 kali pemakaian
Sambungan PC	Kabel data (optional)

Distributor :

Dipasarkan Oleh :

MEDISINDO BAHANA
Rukan Graha Cempaka Mas E15
Jl. Letjend Suprapto No.1 Jakarta Pusat | Telp : 021-4250665, Fax : 021-4250703
medisindo@medisindo.co.id www.medisindo.co.id medisindo bahana medisindobahana